

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
【基幹項目】										
1 尿・糞便等検査										
	D000 尿中一般物質定性半定量検査									
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン	尿	尿試験紙法 比重:屈折率測定法	US-3500 US-2200	ウロペーパー α III11‘栄研’ ウロペーパー III12‘栄研’	SO-検体-2001	測定項目の変更	2024/5/15	
	D001 尿中特殊物質定性定量検査									
		1 尿蛋白	随時尿・全尿	PR-MO 法	LABOSPECT008 α	マイクロTP AR	SO-検体-1032	サンプルの変更	2024/5/15	
		2 尿グルコース	随時尿・全尿	HK-UV 法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ GLU-HK HLS	SO-検体-1042	サンプルの変更	2024/5/15	
	D002 尿沈渣(鏡検査)									
		尿沈渣(鏡検査)	随時尿	鏡検査(無染色・Sternheimer染色)		ラボステインSG	SO-検体-2003	サンプルの変更	2024/5/15	
2 血液学的検査										
	D005 血液形態・機能検査									
		2 網赤血球数	全血	フローサイトメトリー法・2角度分析・吸光度測定法	ADVIA2120i	オートレチック	SO-検体-3006	サンプルの変更	2024/5/15	
		3 末梢血液像(自動機械法)	全血	フローサイトメトリー法	ADVIA2120i	DIFFタイムバック	SO-検体-3007	サンプルの変更	2024/5/15	
		5 末梢血液一般検査	全血	フローサイトメトリー法	ADVIA2120i	CBCタイムバック	SO-検体-3001	サンプルの変更	2024/5/15	
							SO-検体-3002	サンプルの変更	2024/5/15	
							SO-検体-3003	サンプルの変更	2024/5/15	
							SO-検体-3004	サンプルの変更	2024/5/15	
							SO-検体-3005	サンプルの変更	2024/5/15	
		6 末梢血液像(鏡検査)	全血	鏡検査(無染色・Sternheimer染色)		メイグリュンワルド・ギムザ染色 ALP染色キット	SO-検体-3008	サンプルの変更	2024/5/15	
							SO-検体-3022	サンプルの変更	2024/5/15	
		9 ヘモグロビン A1c (HbA1c)	全血	HPLC法	アークレイADAMS HA-8190V	専用試薬(溶離法90A・B・溶血・洗浄液CV)	SO-検体-1019	サンプルの変更	2024/5/15	
	D006 出血・凝固検査									
		2 プロトロンビン時間(PT)	血漿	凝固時間法	STACIA	コアグジェネシス PT	SO-検体-3009	該当なし	2023/7/1	
		4 フィブリノゲン定量	血漿	凝固時間法	STACIA	コアグジェネシス Fbg	SO-検体-3011	該当なし	2023/7/1	
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	血漿	凝固時間法	STACIA	コアグジェネシス APTT	SO-検体-3010	該当なし	2023/7/1	
		11 フィブリン・フィブリノーゲン分解産物(FDP)定量	血漿	免疫比濁法	STACIA	エルビアFDP	SO-検体-3013	該当なし	2023/7/1	
		17 Dダイマー	血漿	免疫比濁法	STACIA	エルビアエースD-Dダイマー II	SO-検体-3014	該当なし	2023/7/1	
3 生化学的検査I										
	D007 血液化学検査									
		1 総ビリルビン	血清	バナジン酸酸化法	LABOSPECT008 α	T-BIL E-HA テストワコー	SO-検体-1001	該当なし	2023/7/1	
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	バナジン酸酸化法	LABOSPECT008 α	D-BIL E-HA テストワコー	SO-検体-1002	該当なし	2023/7/1	
		1 総蛋白	血清	ビウレット法	LABOSPECT008 α	アクアオートカイノス TP-II 試薬	SO-検体-1003	該当なし	2023/7/1	
		1 アルブミン(BCP改良法・BCG法)	血清	BCP 改良法	LABOSPECT008 α	アクアオートカイノス ALB 試薬	SO-検体-1004	該当なし	2023/7/1	
		1 尿素窒素	血清・随時尿・全尿	酵素法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ BUN HLS	SO-検体-1005	サンプルの変更	2024/5/15	

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
5 免疫学的検査	D011 免疫血液学的検査	1 クレアチニン	血清・随時尿・全尿	酵素法	LABOSPECT008 α	シグナスオート CRE HLS	SO-検体-1006	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 尿酸	血清・随時尿・全尿	酵素法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ UA II	SO-検体-1007	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 アルカリホスファターゼ (ALP)	血清	IFCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	シグナスオート ALP-IF HLS	SO-検体-1023	該当なし	2023/7/1	
		1 コリンエステラーゼ (ChE)	血清	JSCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ Ch-E HLS	SO-検体-1024	該当なし	2023/7/1	
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)	血清	JSCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ γ-GT JS	SO-検体-1025	該当なし	2023/7/1	
		1 中性脂肪	血清	酵素法	LABOSPECT008 α	クオリジェント TG (Lセット)	SO-検体-1014	該当なし	2023/7/1	
		1 ナトリウム及びクロール	血清・随時尿・全尿	電極法	LABOSPECT008 α	LABOSPECT Na(Cl)電極	SO-検体-1008	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 カリウム	血清・随時尿・全尿	電極法	LABOSPECT008 α	LABOSPECT K電極	SO-検体-1009	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 カルシウム	血清・随時尿・全尿	アルセナゾIII法	LABOSPECT008 α	アクアオートカインス Ca試薬	SO-検体-1010	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 マグネシウム	血清	電極法	LABOSPECT008 α	Lタイプワコー Mg	SO-検体-1012			
		1 グルコース	血清・血漿	酵素法 電極法	LABOSPECT008 α GA09 II	クイックオート ネオ GLU-HK GA 09 II	SO-検体-1018	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)	血清	IFCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	クイックオート LD-IF HLS	SO-検体-1026			
		1 アミラーゼ	血清・随時尿・全尿	JSCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	アキュラスオート AMY-IF HLS	SO-検体-1027	サンプルの変更	2024/5/15	
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	血清	L-Leu-PNA 基質法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ LAP HLS	SO-検体-1038	該当なし	2023/7/1	
		1 クレアチンキナーゼ (CK)	血清	JSCC 標準化対応	LABOSPECT008 α	シグナスオート CK HLS	SO-検体-1028	該当なし	2023/7/1	
		1 鉄 (Fe)	血清	Nitroso-PSAP 法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ Fe HLS	SO-検体-1020	該当なし	2023/7/1	
		1 総鉄結合能 (TIBC) (比色法)	血清	Nitroso-PSAP 法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ UIBC HLS	SO-検体-1021	該当なし	2023/7/1	
		1 不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)	血清	Nitroso-PSAP 法	LABOSPECT008 α	クイックオートネオ UIBC HLS	SO-検体-1021	該当なし	2023/7/1	
		3 HDL-コレステロール	血清	酵素直接法	LABOSPECT008 α	クオリジェント HDL (Lセット)	SO-検体-1015	該当なし	2023/7/1	
		3 無機リン及びリン酸	血清・随時尿・全尿	酵素法	LABOSPECT008 α	アキュラスオート IP	SO-検体-1011	サンプルの変更	2024/5/15	
		3 総コレステロール	血清	酵素法	LABOSPECT008 α	クオリジェント CHO (Lセット)	SO-検体-1013	該当なし	2023/7/1	
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)	血清	JSCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	シグナスオート AST	SO-検体-1029	該当なし	2023/7/1	
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)	血清	JSCC 標準化対応法	LABOSPECT008 α	シグナスオート ALT	SO-検体-1030	該当なし	2023/7/1	
		4 LDL-コレステロール	血清	酵素法(消去法)	LABOSPECT008 α	クオリジェント LDL (Lセット)	SO-検体-1016	該当なし	2023/7/1	
		16 アンモニア	血漿	酵素法	LABOSPECT008 α	シカリキッド NH3 (008)	SO-検体-1022	該当なし	2023/7/1	
		17 グリコアルブミン	血清	酵素法	LABOSPECT008 α	ルシカ GA-L2/ラボスペクト (Lセット)	SO-検体-1017	測定方法の変更	2023/5/8	
		36 血液ガス分析	全血	電位差測定法、電流測定法、吸光度測定法	シーメンス ラピッドラボ 1265	専用電極	SO-検体-1031	サンプルの変更	2024/5/15	
5 免疫学的検査										
	D011 免疫血液学的検査									

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		1 ABO血液型、Rh(D)血液型	血液	ゲルカラム遠心凝集法	全自動輸血検査装置 Erytra	DG リバースサイトA1、B、 DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード、DG Gel Sol	SO-輸血-0001	該当なし	2023/7/1	
				試験管法		モノクローナル抗Aワ コー、モノクローナル抗B ワコー、モノクローナル抗 Dワコー、アフアーマジェ ン、Rhコントロール	SO-輸血-0002	該当なし	2023/7/1	
		2 Coombs試験(イ 直接、ロ 間接)	血液	試験管法 (PeG)		サージスクリーン、オーソ ディエゴA(Di [®])血球、ガン マPEG、オーソ 抗ヒトIgG 血清(ウサギ)、オーソ クームスコントロール	SO-輸血-0003	該当なし	2023/7/1	
				ゲルカラム遠心凝集法		サージスクリーン、オーソ ディエゴA(Dia)血球、ID- Diluent 2、マイクロタイピ ングシステム IgGカード	SO-輸血-0004	該当なし	2023/7/1	
				試験管法		オーソ グリーンクームス血 清 バイオクローン、オーソ 抗ヒトIgG血清(ウサギ)、 オーソ バイオクローン 抗 C3b、C3d、オーソ クーム スコントロール	SO-輸血-0005	該当なし	2023/7/1	
				ゲルカラム遠心凝集法	全自動輸血検査装置 Erytra	DG スクリーンサイト、DG Diaサイト、DG Gel カイノ ス Coombsカード	SO-輸血-0006	該当なし	2023/7/1	
	D012 感染症免疫学的検査									
		1 梅毒血清反応(STS)定性	血清	ラテックス免疫比濁法 (LTIA法)	STACIA	メディエースRPR(H)	SO-検体-4050	該当なし	2023/7/1	
		1 抗streptolysin O(ASO)定量	血清	ラテックス免疫比濁法 (LTIA法)	STACIA	エルビアエースASO II	SO-検体-4045	該当なし	2023/7/1	
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	TPAb・アボット	SO-検体-4030	該当なし	2023/7/1	
		13 HTLV-I抗体定性	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HTLV・アボット	SO-検体-4028	該当なし	2023/7/1	
		16 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HIV Ag/Ab コンボアッセ イ・アボット	SO-検体-4029	該当なし	2023/7/1	
	D013 肝炎ウイルス関連検査									
		3 HBs抗原、HBs抗体	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR ルミパルスG1200 ARCHITECT i2000SR	HBsAg QT・アボット ルミパルスHBsAg-HQ オーサブ・アボット	SO-検体-4022	該当なし	2023/7/1	
				化学発光酵素免疫測定 法(CLEIA法)			SO-検体-4039	該当なし	2023/7/1	
				化学発光免疫測定法 (CLIA法)			SO-検体-4023	該当なし	2023/7/1	
		5 HCV抗体定性・定量	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HCV・アボット	SO-検体-4027	該当なし	2023/7/1	
	D014 自己抗体検査									
		2 リウマトイド因子(RF)定量	血清	ラテックス免疫比濁法 (LTIA法)	STACIA	イアトロRF II	SO-検体-4044	該当なし	2023/7/1	

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
	D015 血漿蛋白免疫学的検査									
		1 C反応性蛋白(CRP)	血清	ラテックス凝集法	LABOSPECT008 α	N-アッセイ LA CRP-U	SO-検体-1033	該当なし	2023/7/1	
		4 免疫グロブリン	血清	免疫比濁法(TIA法)	LABOSPECT008 α	N-アッセイTIA IgG-SH ニットーボー	SO-検体-1034	該当なし	2023/7/1	
					LABOSPECT008 α	N-アッセイTIA IgG-SH ニットーボー	SO-検体-1035	該当なし	2023/7/1	
					LABOSPECT008 α	N-アッセイTIA IgG-SH ニットーボー	SO-検体-1036	該当なし	2023/7/1	
		8 C3	血清	免疫比濁法(TIA法)	STACIA	イムノジェネシスC3	SO-検体-4042	試薬の変更	2023/9/1	
	8 C4	免疫比濁法(TIA法)		STACIA	イムノジェネシスC4	SO-検体-4043	試薬の変更	2023/9/1		
6 微生物学的検査										
	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査									
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等 を使用するもの	全ての検査 材料	抗酸菌蛍光染色法		ローダミンB、オーラミンO	SO-細菌-0002	該当なし	2023/7/1	
		3 その他のもの	全ての検査 材料	グラム染色B&M法 チールネルゼン法		バーミーM1、バーミー M2、バーミーM3、バー ミーM4、チールカルボ ールフクシン液	SO-細菌-0001	該当なし	2023/7/1	
						SO-細菌-0029	該当なし	2023/7/1		
	D018 細菌培養同定検査									
		1 口腔・気道又は呼吸器からの検体	呼吸器検体	質量分析法、生化学的性 状を用いた菌種同定	MicroScan WalkAway DxM1096 MALDIバイオタイパー	羊血液寒天培地M58、 マッコンキー寒天培地、 他寒天培地、HCCAポー ションド	SO-細菌-0003	該当なし	2023/7/1	
		2 消化管からの検体	消化器検体	質量分析法、生化学的性 状を用いた菌種同定	MicroScan WalkAway DxM1096 MALDIバイオタイパー	羊血液寒天培地M58、 マッコンキー寒天培地、 他寒天培地、HCCAポー ションド	SO-細菌-0003	該当なし	2023/7/1	
		3 血液又は穿刺液	血液・穿刺液	質量分析法、生化学的性 状を用いた菌種同定	MicroScan WalkAway DxM1096 MALDIバイオタイパー BACTEC FX	羊血液寒天培地M58、 マッコンキー寒天培地、 他寒天培地、HCCAポー ションド	SO-細菌-0003	該当なし	2023/7/1	
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	泌尿器・生殖 器検体	質量分析法、生化学的性 状を用いた菌種同定	MicroScan WalkAway DxM1096 MALDIバイオタイパー	羊血液寒天培地M58、 マッコンキー寒天培地、 他寒天培地、HCCAポー ションド	SO-細菌-0003	該当なし	2023/7/1	
		5 その他の部位からの検体	その他の検 体	質量分析法、生化学的性 状を用いた菌種同定	MicroScan WalkAway DxM1096 MALDIバイオタイパー	羊血液寒天培地M58、 マッコンキー寒天培地、 他寒天培地、HCCAポー ションド	SO-細菌-0003	該当なし	2023/7/1	
		嫌気性培養	全ての検査 材料	質量分析法	MALDIバイオタイパー	アネロバック・ケンキ、 ブルセラHK寒天培地、 PV加ブルセラHK寒天培 地、BBE寒天培地、 HCCAポーションド	SO-細菌-0004	該当なし	2023/7/1	
	D019 細菌薬剤感受性検査									

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考	
		細菌薬剤感受性検査	菌株	MicroScan WalkAway ライサス感受性プレート	MicroScan WalkAway DxM1096 ライサスS4	NMIC3J、NCEN5J、 NCNF3J、NMNF1J、 PM1J、PC2T、RMST1、 RMHA1、RSMY2、RSMA1	SO-細菌-0005	測定方法の追加	2023/5/31		
	D020 抗酸菌分離培養検査										
		1 抗酸菌分離培養(液体培地法)	全ての検査 材料	MGIT法	BACTEC MGIT960	BD ミジット 分離培養剤	SO-細菌-0007	該当なし	2023/7/1		
		2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの)	全ての検査 材料	小川培地法		極東2%小川培地	SO-細菌-0007	該当なし	2023/7/1		
【非基幹項目】											
11 尿・糞便等検査											
	D001 尿中特殊物質定性定量検査										
		3 尿浸透圧	尿	氷点降下法	オズモステーション OM6060		SO-検体-2004	該当なし	2023/7/1		
		5 N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)	随時尿・全尿	酵素法	LABOSPECT008 α	N-アッセイL NAG	SO-検体-1044	サンプルの変更	2024/5/15		
		9 アルブミン定量(尿)	随時尿・全尿	免疫比濁法(TIA法)	LABOSPECT008 α	N-アッセイMicro Alb	SO-検体-1043	サンプルの変更	2024/5/15		
		19 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン (NGAL)(尿)	尿	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクトU-NGAL・ア ボット	SO-検体-1055	該当なし	2023/7/1		
	D002-2 尿沈渣(フローサイトメリー法)										
		尿沈渣(フローサイトメリー法)	随時尿	フローサイトメリー法	UF-5000	UF-セルシース UF-セルパックCR UF-セルパックSF UF-フルオロセルCR UF-フルオロセルSF	SO-検体-2002	該当なし	2023/7/1		
	D004 穿刺液・採取液検査										
		4 髄液一般検査	脳脊髄液	蛋白定量:PR-MO法	LABOSPECT 008 α	マイクロTP AR	SO-検体-1032	該当なし	2023/7/1		
				クロール:電極法	LABOSPECT 008 α	LABOSPECT Na(Cl)電極	SO-検体-1008	該当なし	2023/7/1		
				糖定量:酵素法	LABOSPECT 008 α	シグナスオート GLU-HK HLS	SO-検体-1042	該当なし	2023/7/1		
				LD:IFCC標準化対応法	LABOSPECT 008 α	シグナスオート LD II HLS	SO-検体-1026	該当なし	2023/7/1		
				比重:屈折計法	MASTER-URC/J α			該当なし	2023/7/1		
				細胞数:手法 (Fuchs-Rosenthal計算 盤)			サムソン液	SO-検体-2006	該当なし	2023/7/1	
12 血液学的検査											
	D005 血液形態・機能検査										
		3 血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰)	血清 分泌液	氷点降下法 メイグリュンワルド・ギムザ	オズモステーション OM6060	該当なし メイグリュンワルド・ギムザ	SO-検体-2004 SO-検体-3024	該当なし 該当なし	2023/7/1 2023/7/1		
		14 骨髄像	血液	鏡検法		チュルク氏液 メイグリュンワルド・ギムザ	SO-検体-3021 SO-検体-3023	該当なし 該当なし	2023/7/1 2023/7/1		
	D006 出血・凝固検査										
		9 アンチトロンビン活性	血漿	合成基質法	STACIA	クロモレイトAtⅢ(c)Ⅱ	SO-検体-3012	該当なし	2023/7/1		
		10 プラスミノゲン活性	血漿	合成基質法	STACIA	クロモレイトPLG(c)Ⅱ	SO-検体-3016	該当なし	2023/7/1		
		16 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)	血漿	合成基質法	STACIA	クロモレイトα2-PI(c)Ⅱ	SO-検体-3015	該当なし	2023/7/1		
		21 プラスミン・プラスミノゲン複合体(PLG) (PLG)	血漿	免疫比濁法(TIA法)	STACIA	エルビアエースPPIⅡ	SO-検体-3017	該当なし	2023/7/1		
		24 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	血漿	化学発光酵素免疫測定 法(CLEIA法)	STACIA	ステイシア CLEIA TAT	SO-検体-3018	該当なし	2023/7/1		
		29 凝固因子(第ⅩⅢ因子)	血漿	免疫比濁法(TIA法)	STACIA	エルビア F-XⅢ	SO-検体-3019	該当なし	2023/7/1		
	13 生化学的検査I										

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
	D007 血液化学検査									
		13 胆汁酸	血清	酵素法	LABOSPECT008 α	アクアオートカインス TBA 試薬/ラボスペクト	SO-検体-1040	該当なし	2023/7/1	
		22 CK-MB(蛋白量測定)	血清	免疫阻害法 (MtCK 阻害)	LABOSPECT008 α	シグナスオート CK-MB Mto HLS	SO-検体-1037	測定項目名の変更	2024/5/15	
		25 フェリチン定量	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬フェリチン	SO-検体-4019	該当なし	2023/7/1	
		26 エタノール	血清	酵素法	LABOSPECT008 α	エミット エチルアルコール アッセイ	SO-検体-1041	該当なし	2023/7/1	
		28 KL-6	血清	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスKL-6	SO-検体-4035	該当なし	2023/7/1	
		29 心筋トロポニンI	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	high sensitiveトロポニンI・アボット	SO-検体-4032	該当なし	2023/7/1	
		37 亜鉛(Zn)	血清	直接法(5-Br-PAPS)	LABOSPECT008 α	アキュラスオート Zn HLS	SO-検体-1039	該当なし	2023/7/1	
		46 ヒアルロン酸	血清	ラテックス免疫比濁法 (LTIA法)	STACIA	エルピアエースHA	SO-検体-4052	該当なし	2023/7/1	
		59 プロカルシトニン(PCT)定量	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬ブラームスPCT	SO-検体-4012	該当なし	2023/7/1	
		61 プレセプシン定量	血漿	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法)	STACIA	ステイシア CLEIA Presepsin	SO-検体-3020	該当なし	2023/7/1	
14 生化学的検査Ⅱ										
	D008 内分泌学的検査									
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	尿	イムノクロマト法(IC法)		ゲステートST-Ⅱ	SO-検体-2008	測定方法の変更	2023/3/16	
		6 プロラクチン(PRL)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 プロラクチンⅢ	SO-検体-4005	該当なし	2023/7/1	
		6 甲状腺刺激ホルモン(TSH)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 TSH	SO-検体-4001	該当なし	2023/7/1	
		8 インスリン(IRI)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬インスリン	SO-検体-4011	該当なし	2023/7/1	
		12 卵胞刺激ホルモン(FSH)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 FSHⅡ	SO-検体-4007	該当なし	2023/7/1	
		12 黄体形成ホルモン(LH)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 LH	SO-検体-4006	該当なし	2023/7/1	
		14 遊離サイロキシン(FT4)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 FT4Ⅳ	SO-検体-4002	試薬の変更	2023/9/1	
		14 遊離トリヨードサイロニン(FT3)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 FT3Ⅲ	SO-検体-4003	該当なし	2023/7/1	
		14 コルチゾール	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬コルチゾールⅡ	SO-検体-4010	該当なし	2023/7/1	
		18 脳性Na利尿ペプチド(BNP)	血漿	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスBNP	SO-検体-4033	該当なし	2023/7/1	
		20 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 NT-proBNPⅡ	SO-検体-4021	該当なし	2023/7/1	
		22 プロゲステロン	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬プロゲステロンⅢ	SO-検体-4008	該当なし	2023/7/1	
		29 副甲状腺ホルモン(PTH)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬PTH	SO-検体-4004	該当なし	2023/7/1	
		33 エストラジオール(E2)	血清	電気化学発光免疫測定法 (ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬E2Ⅳ	SO-検体-4009	該当なし	2023/7/1	
D009 腫瘍マーカー										

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		2 α-フェトプロテイン(AFP)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 AFP II	SO-検体-4016	試薬の変更	2023/9/1	名称変更なし
		3 癌胎児性抗原(CEA)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 CEA II	SO-検体-4013	該当なし	2023/7/1	
		4 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	SCC・アボット	SO-検体-4031	該当なし	2023/7/1	
		6 NCC-ST-439	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスST-439「NK」	SO-検体-4036	該当なし	2023/7/1	
		6 CA15-3	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 CA15-3 II	SO-検体-4020	該当なし	2023/7/1	
		9 前立腺特異抗原(PSA)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 PSA II	SO-検体-4018	該当なし	2023/7/1	
		9 CA19-9	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 CA19-9 II	SO-検体-4014	該当なし	2023/7/1	
		10 PIVKA-II 定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスPIVKA II-N	SO-検体-4034	該当なし	2023/7/1	
		11 CA125	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 CA125 II	SO-検体-4015	該当なし	2023/7/1	
		18 サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	cobas8000 e801	エクルーシス試薬 シフラ 21-1	SO-検体-4017	該当なし	2023/7/1	
		20 BCA225	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテスト BCA225	SO-検体-4063	該当なし	2023/7/1	
		36 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアCLEIA IL-2R	SO-検体-4064	該当なし	2023/7/1	
15 免疫学的検査										
	D011 免疫血液学的検査									
	4 不規則抗体		血漿	試験管法 (PeG)		サージスクリーン、オーソディエゴA(Di®)血球、ガンマPEG、オーソ 抗ヒトIgG 血清(ウサギ)、オーソ クームスコントロール	SO-輸血-0003	該当なし	2023/7/1	
				ゲルカラム遠心凝集法		サージスクリーン、オーソディエゴA(Dia)血球、ID-Diluent 2、マイクロタイピングシステムIgGカード	SO-輸血-0004	該当なし	2023/7/1	
				ゲルカラム遠心凝集法	全自動輸血検査装置 Erytra	DG スクリーンサイト、DG Diaサイト、DG Gel カイノス Coombsカード	SO-輸血-0006	該当なし	2023/7/1	
				試験管法 (PeG)		リゾルブ パネルA、ガンマPEG、、オーソ 抗ヒトIgG 血清(ウサギ)、オーソ クームスコントロール	SO-輸血-0007	該当なし	2023/7/1	
	D012 感染症免疫学的検査									
		5 梅毒血清反応(STS)定量	血清	ラテックス免疫比濁法(LTIA法)	STACIA	メディエースRPR(H)	SO-検体-4051	該当なし	2023/7/1	
		7 アデノウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法(IC法)		ディップスティック‘栄研’アデノ	SO-細菌-0017	該当なし	2023/7/1	
		8 ロタウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法(IC法)		ディップスティック‘栄研’ロタ	SO-細菌-0018	該当なし	2023/7/1	

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		12 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便	イムノクロマト法(IC法)		C.DIFF QUIK CHEK コンブリート	SO-細菌-0016	該当なし	2023/7/1	
		19 A群β溶連菌迅速試験定性	咽頭	イムノクロマト法(IC法)		スタートマーク ストレップA	SO-細菌-0019	該当なし	2023/7/1	
		22 インフルエンザウイルス抗原定性	鼻咽頭	イムノクロマト法(IC法)		クイックナビー Flu+COVID19 Ag	SO-細菌-0036	試薬の変更	2023/5/8	
		24 RSウイルス抗原定性	鼻咽頭	イムノクロマト法(IC法)	BD ベリター システム	BD ベリター システム	SO-細菌-0014	該当なし	2023/7/1	
		27 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)	咽頭	イムノクロマト法(IC法)	クイックチェイサー Auto Myco	クイックチェイサー Auto Myco	SO-細菌-0011	該当なし	2023/7/1	
		28 ノロウイルス抗原定性	便	イムノクロマト法(IC法)		クイックナビーノロ2	SO-細菌-0024	該当なし	2023/7/1	
		38 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)	分泌液	イムノクロマト法(IC法)	BD ベリター システム	BD ベリターシステム Adeno	SO-細菌-0025	該当なし	2023/7/1	
		38 肺炎球菌細胞壁抗原定性	喀痰	イムノクロマト法(IC法)		ラピラン肺炎球菌	SO-細菌-0026	該当なし	2023/7/1	
		39 単純ヘルペスウイルス抗原定性	その他	蛍光抗体法		ヘルペス(1・2)FA試薬「生研」	SO-細菌-0013	該当なし	2023/7/1	
		41 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	尿	イムノクロマト法(IC法)	Alere™ リーダー	Binax Now 肺炎球菌	SO-細菌-0022	該当なし	2023/7/1	
		46 レジオネラ抗原定性(尿)	尿	イムノクロマト法(IC法)		イムノキャッチーレジオネラ	SO-細菌-0028	該当なし	2023/7/1	
		51 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)	その他	イムノクロマト法(IC法)		デルマクイックVZV	SO-細菌-0015	該当なし	2023/7/1	
		D013 肝炎ウイルス関連検査								
		4 HBe抗原	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HBeAg・アボット	SO-検体-4024	該当なし	2023/7/1	
		4 HBe抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HBeAb・アボット	SO-検体-4025	該当なし	2023/7/1	
		5 HCVコア蛋白	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルス オートHCV抗原	SO-検体-4040	該当なし	2023/7/1	
		6 HBc抗体半定量・定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i2000SR	HBc・アボット	SO-検体-4026	該当なし	2023/7/1	
		D014 自己抗体検査								
		9 マトリックスメタロプロテインナーゼ-3(MMP-3)	血清	ラテックス免疫比濁法(LTIA法)	STACIA	パナクリアMMP-3「ラテックス」	SO-検体-4053	該当なし	2023/7/1	
		10 抗サイログロブリン抗体	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルス I TgAb	SO-検体-4037	該当なし	2023/7/1	
		11 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルス I TPOAb	SO-検体-4038	該当なし	2023/7/1	
		13 抗RNP抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストRNP	SO-検体-4062	該当なし	2023/7/1	
		14 抗Sm抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストSm	SO-検体-4057	該当なし	2023/7/1	
		16 抗Scl-70抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストScl-70	SO-検体-4060	該当なし	2023/7/1	
		16 抗SS-B/La抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストSS-B	SO-検体-4059	該当なし	2023/7/1	
		17 抗DNA抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストdsDNA	SO-検体-4054	該当なし	2023/7/1	
				化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストssDNA	SO-検体-4055	該当なし	2023/7/1	
		18 抗SS-A/Ro抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストSS-A	SO-検体-4058	該当なし	2023/7/1	
		22 抗ミトコンドリア抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストミトコンドリアM2	SO-検体-4061	該当なし	2023/7/1	

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		24 抗シトルリン化ペプチド抗体定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	STACIA	ステイシアMEBLuxテストCCP	SO-検体-4056	該当なし	2023/7/1	
	D015 血漿蛋白免疫学的検査									
		4 血清補体価(CH50)	血清	リボソーム免疫測定法	STACIA	補体価-HAテスト ワコー	SO-検体-4041	該当なし	2023/7/1	
		10 β2-マイクログロブリン	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスβ2M-N	SO-検体-4046	測定方法、装置、試薬の変更	2025/5/12	
			尿	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	ルミパルスG1200	ルミパルスβ2M-N	SO-検体-4047	測定方法、装置、試薬の変更	2025/5/12	
	D016 細胞機能検査									
		2 T細胞サブセット検査(一連につき)	血液	フローサイトメリー法	cytomicsFC500	サイトスタットtetraCHROMEシリーズCD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5	SO-検体-3025	該当なし	2023/7/1	
		3 T細胞・B細胞百分率	血液	フローサイトメリー法	cytomicsFC500	サイトスタットtetraCHROMEシリーズCD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5	SO-検体-3026	該当なし	2023/7/1	
16 微生物学的検査										
	D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査									
		酵母様真菌薬剤感受性検査	菌株	ライサス感受性プレート	ライサスS4	RSMY2	SO-細菌-0006	該当なし	2023/7/1	
	D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)									
		抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)	菌株	質量分析法	MALDIバイオタイパー	HCCAボーションド	SO-細菌-0008	該当なし	2023/7/1	
	D023-2 その他の微生物学的検査									
	3	大腸菌ベロトキシン定性	菌株	イムノクロマト法(IC法)		デュオバス・ベロトキシン	SO-細菌-0023	該当なし	2023/7/1	
17 遺伝子関連検査・染色体検査										
	b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)									
		14 結核菌群核酸検出	全ての検査材料	TRC法	TRCReady-80	結核菌群γRNA検出試薬 TRCReady MTB	SO-細菌-0009	測定方法の変更 試薬名称変更	2023/09/21 2023/07/01	名称のみ変更
		16 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー(MAC)核酸検出	全ての検査材料	TRC法	TRCReady-80	MACγRNA検出試薬 TRCReady MAC	SO-細菌-0010	測定方法の変更 試薬名称変更	2023/9/21 2023/7/1	名称のみ変更
18 その他検査										
	B001 2 特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定)									
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) ジギタリス製剤(ジゴキシン)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・ジゴキシンST	SO-検体-1048	該当なし	2023/7/1	
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) 抗てんかん剤(フェニトイン、フェノバルビタール)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・フェニトインST	SO-検体-1053	該当なし	2023/7/1	
				化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・フェノバルビタールST	SO-検体-1054	該当なし	2023/7/1	
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) 免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物)	全血	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・シクロスポリンST	SO-検体-1057	該当なし	2023/7/1	
				化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・タクロリムスST	SO-検体-1056	該当なし	2023/7/1	
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) テオフィリン製剤	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・テオフィリンST	SO-検体-1049	該当なし	2023/7/1	
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・バルプロ酸ST	SO-検体-1050	該当なし	2023/7/1	
化学発光免疫測定法(CLIA法)				ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・カルバマゼピンST	SO-検体-1051	該当なし	2023/7/1		

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考	
病理学的検査(病理診断を除く)		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) メトトレキサート	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・メトトレキサートST	SO-検体-1052	該当なし	2023/7/1		
		特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質 (バンコマイシン、テイコブラニン、ゲンタマイシン)	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・バンコマイシンST	SO-検体-1047	該当なし	2023/7/1		
				ラテックス凝集法	LABOSPECT008 α	ナノピア TDM テイコブラニン	SO-検体-1046	該当なし	2023/7/1		
				化学発光免疫測定法 (CLIA法)	ARCHITECT i1000SR	アーキテクト・ゲンタマイシンST	SO-検体-1045	該当なし	2023/7/1		
	31 病理組織標本作製										
	N000 病理組織標本作製										
		1 組織切片によるもの(1臓器につき)	組織	FFPE標本作製法	Histo Core PEARL,ヒスト・テックVP1,ティシューテックプリズマガラス,ティシューテックガラス	ヘマトキシリン・エオジン染色,特殊染色	SO-病理-0001	機器の変更	2024/3/31		
		2 セルブロック法によるもの(1部位につき)	各種細胞診検体	セルブロックによるFFPE標本作製法	Histo Core PEARL,ヒスト・テックVP1,ティシューテックプリズマガラス,ティシューテックガラス	ヘマトキシリン・エオジン染色、10%緩衝ホルマリン,1%アルギン酸ナトリウム水溶液	SO-病理-0007	方法の変更	2024/3/31		
	N002 免疫染色(免疫抗体法) 病理組織標本作製										
		1 エストロジェンレセプター	組織	免疫組織化学染色法	Autostainer Link48,PT Link	抗ヒトERウサギモノクローナル抗体 (EP1),TARGET RETREIVAL SOLUTION HIGH pH キット	SO-病理-0011	方法の変更	2023/8/25		
		2 プロジェステロンレセプター	組織	免疫組織化学染色法	Autostainer Link48,PT Link	抗ヒトPgRウサギモノクローナル抗体 (PgR636),TARGET RETREIVAL SOLUTION HIGH pH キット	SO-病理-0012	方法の変更	2023/8/25		
		3 HER2タンパク	組織	免疫組織化学染色法	Autostainer Link48,PT Link	Herceptest II	SO-病理-0010	該当なし	2023/7/1		
		6 ALK融合蛋白	組織	免疫組織化学染色法	ベンチマーク ULTRA PLUS	抗ALKモノクローナル抗体 (D5F3), ベンタナOpti VIEW DAB ユニバーサルキット	SO-病理-0009	機器の変更	2024/11/1		
		7 CD30	組織	免疫組織化学染色法	ベンチマーク ULTRA PLUS	抗CD30マウスモノクローナル抗体 (Ber-H2), ベンタナOpti VIEW DAB ユニバーサルキット	SO-病理-0052	機器の変更	2024/11/1		
8 その他(1臓器につき)		組織	免疫組織化学染色法	Autostainer Link48,PT Link,ベンチマーク ULTRA PLUS,BOND III	TARGET RETREIVAL SOLUTION HIGH pH キット, ベンタナOpti VIEW DAB ユニバーサルキット, Bond Polymer Refine Detection	SO-病理-0008	機器の変更	2024/11/1			
N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)											
	術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)	組織	凍結組織切片作製法	アイソペンタン、アックホラーD™,ヒスト・テック ピノ	イソペンタン, HE染色	SO-病理-0002	該当なし	2023/7/1			
N003-2 迅速細胞診											
	迅速細胞診	細胞診検体	パパニコロウ染色	鏡検法		SO-病理-0005	該当なし	2023/7/1			

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		迅速細胞診	細胞診検体	ディフクイック染色	鏡検法		SO-病理-0051	該当なし	2023/7/1	
	N004 細胞診(1部位につき)									
		1 婦人科材料等によるもの	婦人科細胞診検体	パパニコロウ染色	鏡検法		SO-病理-0004	該当なし	2023/7/1	
							SO-病理-0049	該当なし	2023/7/1	
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	各種細胞診検体	パパニコロウ染色 PAS反応 ギムザ染色	鏡検法		SO-病理-0004	該当なし	2023/7/1	
							SO-病理-0049	該当なし	2023/7/1	
							SO-病理-0021	該当なし	2023/7/1	
							SO-病理-0050	該当なし	2023/7/1	
	N005-3 PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製									
		PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	組織	免疫組織化学染色法	Autostainer Link48,PT Link	PD-L1 IHC 22C3 pharmDx	SO-病理-0013	該当なし	2023/7/1	
生理学的検査										
101 生理学的検査										
	a 呼吸機能検査									
	D200 スパイログラフイー等検査									
		1 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む)		肺活量	SP-770COPD FUDAC-7		SO-生理-0006	方法名に変更	2024/5/15	
		2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む)		努力性肺活量	SP-770COPD FUDAC-7		SO-生理-0006	方法名に変更	2024/5/15	
		3 機能的残気量測定		He閉鎖回路法	FUDAC-7		SO-生理-0007	方法名に変更	2024/5/15	
	D203 肺胞機能検査									
		1 肺拡散能力検査		1回呼吸法	FUDAC-7		SO-生理-0008	方法名に変更	2024/5/15	
	b 循環機能検査									
	D208 心電図検査									
		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導		標準12誘導法	CardioMax8 FCP-8800 VaSera vs-3000TE		SO-生理-0001	方法名に変更	2024/5/15	
	D210 ホルター型心電図検査									
		ホルター型心電図検査		双極2チャンネル導出 (CC5誘導・MV1誘導)	DigitalWalk FM-160 DigitalWalk FM-980 DigitalWalk FM-970 DigitalWalk FM-960 DigitalWalk FM-1400 DigitalWalk FM-1500 SCM-8000		SO-生理-0002	方法名に変更	2024/5/15	
	c 超音波検査									
	D215 超音波検査									
		その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)		Bモード カラードブラ法 パルスドブラ法	Aplio i700		SO-生理-0011	方法名に変更	2024/5/15	
		心臓超音波検査		Bモード Mモード カラードブラ法 パルスドブラ法 連続波ドブラ法 組織ドブラ法	EPIQ CVx EPIQ Elite		SO-生理-0010	方法名に変更	2024/5/15	
	d 脳波検査									
	D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)									

活動リスト(ISO15189認定範囲一覧)

大分類	中分類	小分類(測定項目)	サンプル	測定方法	装置	試薬	SOP	変更点	日付	備考
		脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)		国際10-20法	Neurofax EEG-1214 Neurofax EEG-1218 Neurofax EEG-1250		SO-生理-0012	方法名に変更	2024/5/15	